

Capsula Endoscopica

QUE ES UNA CAPSULA ENDOSCOPICA: El procedimiento consiste en una pastilla con una cámara muy pequeña en su interior, que se traga y luego se coloca un cinturón con el dispositivo enganchado que registra los datos transmitidos por la cápsula.

COMPRE EN LA FARMACIA/TIENDA:

1. 1 botella de **Miralax** 8.3 oz (sin receta)
2. 1 botella de 32 oz. Gatorade, bebida deportiva, o Crystal Light. (**Evitar tinte rojo, azul y morado**)
3. Desitin o A&D pomada como barrera de protección de la piel del recto (sin receta)

EL DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

1. Se recomienda almorzar a las 2 pm.
2. Después del almuerzo, solo puede consumir líquidos claros hasta media noche. Los líquidos claros consisten en agua, jugos sin pulpa, Gatorade/Powerade, té, café negro, caldo, gelatina, o paletas de hielo. **NO consuma comida sólida, productos lácteos o alcohol después del almuerzo. NO tome ningún líquido con colorante ROJO, AZUL O MORADO.**
3. A las 7pm, mezcla la botella de Gatorade y la botella de Miralax en un contenedor. Comienza a beber la solución de Miralax y Gatorade, 8 oz. cada 15 minutos hasta que el recipiente está vacío.
4. Después de su primera evacuación, aplique una pequeña cantidad de Desitin o pomada A&D en la piel alrededor de su parte inferior. Vuelva a aplicar una pequeña cantidad después de cada evacuación para proteger su piel.
5. Sigue bebiendo líquidos claros hasta medianoche, beba al menos 2-3 vasos de agua.
6. **Nada** por la boca después de la medianoche. (Por favor, nada de comida, agua o pastillas).

LA MANANA DEL PROCEDIMIENTO:

1. **Nada** de tomar o comer hasta que se complete el procedimiento.
2. Usted puede traer sus medicamentos de la mañana para tomarlos después de que se complete el procedimiento.

NOTIFICAR AL DEPARTAMENTO DE ENDOSCOPIA

1. Si no ha podido completar la preparación, es posible que tendremos que reprogramar el procedimiento.
2. Si tiene alguna pregunta con respecto a la preparación de la colonoscopia, llámenos al Revere Health Endoscopia Programación, 385-203-1150